

Personenlifter

- Bequemer Ein- und Ausstieg für bewegungseingeschränkte Personen
- Elektrisches Heben und Senken, Schwenken per Hand
- Montage an der A- und B-Säule möglich

Stand: 15.09.2021 / Nr.: A2

Der Personenlifter hebt Menschen mit körperlicher Behinderung problemlos von dem neben dem Fahrzeug stehenden Rollstuhl auf den Beifahrersitz (oder bei Kleinbussen auch auf die Rückbank) und wieder zurück in den Rollstuhl. Die Bedienung des Lifters kann vom Behinderten selbst oder auch von einer Begleitperson erfolgen. Der Hebearm des Lifters ist je nach Platzverhältnis längenverstellbar. Der Lifter ist bis maximal 110 kg belastbar. Das Heben und Senken erfolgt durch einen 12 Volt Motor, der von der Autobatterie gespeist wird. Zu bedienen ist der Lift über eine Kabelfernbedienung. Seitwärtsbewegungen erfolgen manuell.



Der Leinenstoffsitz ist an 3 Punkten aufgehängt und in verschiedenen Größen lieferbar. Während der Fahrt kann der Personenlifter ohne zu stören auf seinem Platz verbleiben oder mit einem Handgriff von der Säule genommen und im Fahrzeug abgelegt werden. Die Montage des Personenlifters erfolgt normalerweise am vorderen Türholm. Eine Montage am hinteren Türholm bei Fahrzeugen mit Schiebetür ist ebenfalls möglich.

