

### Rollstuhlverladesystem Typ „Ladeboy“

- eigenständige Verladung des Rollstuhles in den Kofferraum
- Minutenschnell demontierbar
- E-fix geeignet (bis 50kg)

Stand: 03.2023 / Nr.: R2

Das Rollstuhlverladesystem Typ „Ladeboy“ ermöglicht das bequeme und mühelose Verladen des Rollstuhles in den Fahrzeug-kofferraum. Einfach per Knopfdruck wird der Rollstuhl in den Kofferraum ein- und ausgeladen. Ohne Bücken, ohne Heben oder sonstiger Kraftaufwendung. Das System ist für Rollstuhlfahrer gedacht, die noch einige Schritte gehen können oder deren Begleitperson, welche beim Verladen behilflich ist.

Die Bedienung des wartungsfreien Ladeboys ist denkbar einfach. Den Kofferraum öffnen, mit der Handbedienung den Ladeboy ausfahren und den Rollstuhl dagegen schieben. Der Befestigungsgriff wird arretiert und schon kann der Rollstuhl eingefahren werden. Während der Fahrt ist der Rollstuhl durch den Ladeboy gegen Verrutschen gesichert. Wird Platz im Kofferraum für andere Dinge benötigt, kann das Rollstuhlverladesystem durch vorhand-ene Schnellverschlüsse in wenigen Minuten demontiert werden.

Das Rollstuhlverladesystem Typ „Ladeboy“ eignet sich für faltbare Rollstühle und faltbare Elektro-Rollstühle bis zu einem Gewicht von 50 kg (z. B. e-fix).

Das Verladesystem ist grundsätzlich in alle Fahrzeuge vom Typ Kombi, Bus oder Van montierbar. Fahrzeuge der Typen Schrägheck oder Stufenheck sind je nach Platzbedarf ebenfalls oft für den Einbau des Ladeboys geeignet (auf Anfrage). Bei einem Fahrzeug- oder Rollstuhlwechsel ist der Ladeboy wieder verwendbar. Zu beachten ist, dass aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen nicht alle Rollstühle in jedes beliebige Fahrzeug verladen werden können.

