

Auffahrschienen

- Einfache Verladungsmöglichkeit für Rollstühle
- Leichte Bedienbarkeit
- Universell einsetzbar

Auffahrschienen sind für das unkomplizierte und schnelle Einfahren von Rollstuhlfahrern mit Hilfe ihrer Begleitperson in Kleinbussen bzw. für das Verladen des leeren Rollstuhles in Kombifahrzeugen gedacht. Sie werden für diesen Zweck lose an das Fahrzeug gelegt. Empfehlenswert ist es, die Auffahrschienen mit einer Arretierung zu versehen, um diese vor Abrutschen beim Verladen zu sichern.

Die Auffahrschienen sind hoch belastbar, aber dennoch leicht zu handhaben und einfach zu transportieren. Zum Schutz vor dem Abrutschen sind seitliche Begrenzungen angebracht. Die Auffahrschienen sind wartungsarm und witterungsbeständig. Neben der Benutzung zum Einfahren in Fahrzeuge können Auffahrschienen auch als Überbrückungshilfe in und außerhalb von Gebäuden dienen.



Auffahrschienen sind in unterschiedlichen Ausführungen und Längen erhältlich:

Starr (feste Länge) von 100 bis 300 cm

Klappbar (1 oder 2-fach faltbar) von 150 bis 350 cm

Klappbar, aber fest auf einer Welle im Fahrzeug montiert 200 o. 240 cm

Ausziehbar (teleskopierbar) auf 200, 280 oder 300 cm

