

Rollstuhldachlifter

- Einfache Verladung des Rollstuhls für Selbstfahrer
- Platz im Fahrzeuginnenraum bleibt erhalten
- Keine Veränderungen am Fahrzeug

Stand: 12.11.2014 / Nr.: R3

Der Rollstuhldachlifter ist eine Verladevorrichtung für faltbare Rollstühle, mit dessen Hilfe Rollstuhlfahrer nach dem Umsetzen auf den Fahrersitz selbständig ihren Rollstuhl auf das Fahrzeugdach verladen können. Über Wippschalter erfolgt elektro-mechanisch vom Fahrersitz aus der Ein- und Ausladevorgang. Für das Verladen des Rollstuhles ist ein Abnehmen der Fußstützen meist nicht erforderlich. Der Rollstuhl ist während der Fahrt sicher und stabil verstaut und vor äußeren Einflüssen geschützt. Die Montage des Dachlifters erfolgt problemlos auf serienmäßigen Dachgepäckträgern. Weitere Änderungen am Fahrzeug sind nicht notwendig.

Der Dachlifter ist geeignet für Fahrzeuge bis maximal 2,30m Höhe und Faltrollstühle bis ca. 20 Kg Gewicht. Der Dachlifter Typ "Chair-Topper" fährt seitlich auf. Der Rollstuhl wird am Sitztuch eingeharkt und über den Kettenantrieb hochgezogen.

Maße in cm:

- Breite: 130/224 ausgefahren
 - Länge: 139
 - Höhe max: 54
 - Hebelast: 20,5 kg
 - Eigengewicht: 55 kg
- zuzüglich Dachgepäckträgerhöhe von ca. 10-15 cm



in Wagenfarbe lackiert

