

### Rollstuhlplattformlift Typ „Linear“

- Eigenständiger Ein- und Ausstieg für Rollstuhlfahrer
- Montage im Fahrzeuginnenraum im Heck oder seitlich
- Diverse Varianten und Hersteller

Stand: 09.02.2016 / Nr.: R8

Der Rollstuhllift Typ „Linear“ kann im Heck von Kleinbussen und Großraumlimousinen, aber u. U. auch seitlich an der Schiebetür, ohne Veränderung am Serienfahrzeug, montiert werden. Der Rollstuhlfahrer kann mit diesem Lift ohne fremde Hilfe ein- und aussteigen. Die Betätigung erfolgt über eine Kabelfernbedienung oder optional mit Hilfe einer Funkfernbedienung. Im Notfall kann das Liftsystem manuell per Handpumpe von einer Hilfsperson bedient werden.



AMF „AL1 Linearlift“



Ricon „Klearvue Gefaltete-Plattform“



Braun „Century XT Teleskop“

Es sind diverse Ausführungen von unterschiedlichen Herstellern mit unterschiedlichen Plattformmaßen lieferbar. Wir bieten vorwiegend Liftsysteme der Firmen AMF-BRUNS, BRAUN und RICON an. Die Plattform des Liftsystems kann in unterschiedlichen Varianten geliefert werden: als gerade durchgehende Plattform, als Splitt-Plattform, Teleskop-Plattform oder Gefaltete-Plattform (Panorama). Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor Fahrzeugkauf zu klären, welcher Lift an welche Position ins Fahrzeug passt und das natürlich auch der Rollstuhl auf die Plattform passt.



AMF „EATP  
Teleskop-Plattform“



AMF „EASP  
Splitt-Plattform“

